

Ръководство на потребителя за бебешки кантар Beurer BY 80



1. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

- Пазете кантара от досег с остри предмети, влага, прах, химични вещества, тоалетни принадлежности, течна козметика, големи температурни колебания и близост до източници на топлина.
- Поправка на продукта се извършва само от оторизиран персонал.
- Почиствайте кантара с влажна кърпа и мек почистващ препарат, ако е необходимо. Не изплаквайте продукта под течаща вода.
- Не поставяйте предмети върху кантара, когато не се използва.
- Махнете транспортната предпазна ключалка.
- Поставете кантара на равна и твърда повърхност, за да гарантирате правилно измерване.
- Силните електромагнитни полета (напр. клетъчен телефон), могат да окажат влияние върху точността на кантара.
- Максималният товар за кантара е 20 kg (44 lb/704 oz), минимум 50 g със стъпки на измерване 5 g (0.02 lb/0.20 oz).
- Кантарът е предназначен само за домашна употреба.

2. РАБОТА С КАНТАРА

2.1 Батерии

Кантарът работи с 2 бр. 1.5V алкални микро AA батерии, които трябва да поставите в отделението за батерии под продукта като спазите обозначения поляритет. Когато на дисплея се появи "Lo", батериите трябва да бъдат подменени.

2.2 Претегляне

Натиснете бутон , за да включите кантара и изчакайте на екрана да се появи 0.000 kg.

Поставете внимателно бебето на кантара като внимавате да не падне и пазите главата му.

Кантарът има HOLD функция – AUTO HOLD (автоматично задържане) и MECHANICAL HOLD (механично задържане). AUTO HOLD функцията установява теглото на бебето на дисплея веднага щом то застане достатъчно неподвижно, за да се постигне точна стойност на измерване. Ако бебето мърда много, опитайте се да го успокоите без да го докосвате. След като теглото на бебето се фиксира, надписът HOLD спира да мига и теглото се показва за още 20 секунди. След това кантарът се изключва автоматично.

Ако не искате да поставите бебето директно върху кантара, а върху кърпа, например, поставете кърпата преди да включите кантара, за да се включи нулиран. Ако сте поставили кърпата или друг предмет, тежаш над 50 грама върху кантара след включването му, можете да използвате TARA функцията за нулиране. Когато натиснете бутон TARA на дисплея се показва Tare. За да нулирате кантара, натиснете TARA след като HOLD надписа спре да мига.

При доставка кантарът е настроен на kg. Можете да сменявате мерната между kg (килограм), паунд (lb) и унция (oz) от бутон kg/lb/oz.

3. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните и зарядни батерии не трябва да се изхвърлят с домакинските отпадъци. Те са токсичен отпадък и трябва да се изхвърлят само на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:
Pb = Батерията съдържа олово / Cd = Батерията съдържа кадмий /
Hg = Батерията съдържа живак



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

4. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата

бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 5 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.