

Ръководство на потребителя за електрически шал с външна батерия (пауър банк) Beurer HK 37



1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. електрически шал Beurer HK 37
- 1 бр. външна батерия (пауър банк)
- 1бр. кабел за зареждане
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.

- Уредът и външната батерия не са играчки – дръжте ги далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета пауър банк.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлият на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милitesла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда и пауър банка редовно за следи от повреди. Ако откриете такива не ги използвайте преди оторизиран техник не ги прегледа и поправи.
- Ако кабелът за свързване е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник, за да се избегне риск при употреба.
- Когато уредът е включен не бива:
 - Да поставяте предмети върху него;
 - Да поставяте други източници на топлина върху него (например бутилки с топла вода, други отоплителни завивки и тн.)
- Не излагайте пауър банка на директна слънчева светлина или високи температури. В противен случай може да се повреди и да не може да се използва повече.
- Не оставяйте пауър банка в колата си за дълъг период от време, тъй като високата температура в нея може да го повреди.
- Не трябва да зареждате и същевременно да използвате пауър банка.
- Пазете пауър банка от ниски температури, за да работи правилно.
- Никога не зареждайте пауър банка в USB порт на компютър.
- Никога не покривайте пауър банка със завивки, възглавници и тн. по време на зареждане, за да избегнете прегряване.

- Когато зареждате пауър банка в ел. мрежа винаги използвайте контакт, който е близо до вас, за да сте сигурни, че може да извадите уреда от ел. захранване бързо и лесно.
- Неправилното боравене с батерии може да доведе до пожар, експлозии и изтичане на опасни вещества.
- Никога не хвърляйте външната батерия в огън, тъй като може да избухне.
- Не мачкайте, разглобявайте или режете батерията.
- Използвайте само зарядни устройства посочени в тези инструкции за употреба.
- Батерията трябва да бъдат заредени правилно преди употреба. Винаги трябва да спазвате инструкциите за зареждане упоменати в това упътване.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели. Уредът трябва да се използва само върху хора.
- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирайте уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.

	Не бодете и пробождайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		Не гладете.

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Отоплителна подложка
2. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ с LED дисплей
3. Кабел за свързване
4. Пауър банк
5. Вграден джоб за пауър банка
6. Шнур
7. Кабел за зареждане



4. УПОТРЕБА

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Когато тази защита се включи бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2) и LED дисплея на пауър банка (4) остават осветени. След като шалът се охлади ще се включи автоматично.

4.1 Зареждане на външната батерия

- Батерията трябва да бъде заредена изцяло преди първоначална употреба или ако шалът не се използва дълго време. Ако батерията е напълно изтощена, процесът на зареждане ще отнеме около 4,5 часа.

За да заредите батерията изцяло:

- Поставете предоставения кабел за зареждане (7) в гнездото за свързване на външната батерия.
- Свържете другия край на кабела към USB зарядно чрез USB порта (USB зарядно с 5V/1A SELV в съответствие с изискванията на IEC/EN 60335; USB зарядното трябва да се закупи отделно). По време на зареждане, LED дисплея на външната батерия мига в бяло.
- Начинът по който LED светлината мига показва до къде с стигнал процеса на зареждане:
 - 1 бр. премигване: 0 - 25%
 - 2 бр. премигвания: 26 - 50%
 - 3 бр. премигвания: 51 - 75%
 - 4 бр. премигвания: 76 - 99%
 - Свети постоянно: 100%

- Когато дисплеят на пауър банка светне в бяло за постоянно, батерията се е заредила напълно (след около 4.5 часа от напълно изтощена батерия).
- Трябва да зареждате батерия напълно поне веднъж годишно, за да запазите функциите ѝ.
- Зареждайте батерията само в сухи помещения при нормална температура.

4.2 Зареждане на смартфон чрез външната батерия

- Освен за зареждане на електрическия шал, външната батерия може да се използва и за зареждане на вашия смартфон.
- За да заредите телефона си чрез тази външна батерия трябва да го свържете към нея чрез оригиналния кабел за зареждане, който е дошъл от производителя на смартфона ви.



4.3 Работа с устройството

- Сложете шала на врата си, като шнурът е от страната на лицето ви и е в горната част на врата ви. Нагревателят на шала трябва да е в задната част на врата ви. Ако желаете издърпайте шнура, за да затегнете или отпуснете шала.
- Поставете пауър банка (4) във вградения джоб (5) на шала.
- Свържете кабела за свързване на шала (3) към пауър банка.
- LED дисплеят на бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2) ще светне закратко три пъти в бяло. Шалът е готов за употреба.
- Натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2), за да включите отопителната подложка (1). LED дисплеят на бутон (2) ще светне в зелено (минимална топлина). LED дисплеят на пауър банка (4) светва или мига в бяло според статуса на батерията.
- При повторно натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ температурата ще се увеличи (средна топлина). LED дисплеят ще светне в жълто.



- При трето натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ температурата ще се увеличи още веднъж (максимална топлина). LED дисплеят ще светне в червено.
- При четвърто натискане на бутон ВКЛ/ИЗКЛ шалът ще се изключи. LED дисплеят на бутона за ВКЛ/ИЗКЛ ще изгасне веднага, а LED дисплея на пауър банка ще изгасне след няколко секунди.
- За да изключите уреда натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ последователно 4 пъти.
- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.
- Шалът има функция за автоматично изключване. Той се изключва след 110 минути на работа, а бутон ВКЛ/ИЗКЛ и LED дисплеят на пауър банка изгасват. Може да включите уреда веднага след това като натиснете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (2). Ако шалът не се включва трябва да заредите пауър банка.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Преди почистване винаги вадете пауър банка от шала и изваждайте кабела за свързване от него.
- **ВАЖНО:** Външната батерия никога не трябва да се мокри. Почиствайте я със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати върху нея.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете термо шала.
- Може да перете шала в пералня. За целта сложете кабела за свързване (3) във вградения джоб за пауър банка (5) и сложете шала в торба за пране. Изберете програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30°C) и сложете прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на шала. Затова той не бива да се пере повече от 10 пъти през целия си период на употреба.
- Веднага след изпиране изпънете шала, така че да приеме оригиналните си форми и го оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не го простирайте с щипки или други помощни средства, които може да го прегънат или повредят.
- Не използвайте шала преди да е напълно изсъхнал. Никога не го свързвайте към пауър банка преди да сте сигурни, че е напълно сух.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.

- Не поставяйте тежки предмети върху уреда.
- Ако няма да използвате шала дълго време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху уреда, когато сте го прибрали.
- Съхранявайте пауър банка в сухо и чисто помещение, далеч от пряка слънчева светлина.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово

Cd = Батерията съдържа кадмий

Hg = Батерията съдържа живак

Не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране.



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/EИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервис. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опiti за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.