

Ръководство на потребителя за масажор Beurer MG 55



1. ВКЛЮЧЕНО В ОПАКОВКАТА

- 1 бр. масажор Beurer MG 55
- 3 бр. взаимно заменими приставки за масаж
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УРЕДА

- Този електрически масажор ви позволява да правите успокояващи масажи на вас и вашите близки. Освен това той прави и силни и интензивни масажи на гърба.
- Масажите с този уред могат да бъдат релаксиращи или стимулиращи и да ги правите, когато искате да облекчите симптомите на скованост, умора и болки в мускулите.

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред. Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Не бива деца да играят с този уред.
- Ако деца използват или почистват уреда те трябва да са в присъствието на възрастен.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Уредът става много горещ по време на работа. Ако сте чувствителни към топлина трябва да го използвате с повишено внимание.
- Този уред не е заместител на лекарска помощ. Предназначен е за употреба върху отделни части на тялото у дома.
- Моля консултирайте се с вашия лекар преди употреба на този уред, ако не сте сигурни, че той е подходящ за вас.
- Не използвайте този уред в следните случаи:
 - Върху животни;
 - При хора с дискова херния или други гръбначни или прешлени проблеми;
 - В зоната на гърдите при хора, които имат пейсмейкър;
 - Върху подута, изгорена или разранена кожа;
 - Ако сте бременна;
 - Върху лицето (очите), върху гърлото си (ларинкса) или върху други чувствителни части на тялото;
 - Докато спите или ако сте под въздействието на алкохол или друг упойващи вещества;
- Консултирайте се с лекар преди да използвате този уред в следните случаи:
 - Ако имате пейсмейкър или други метални импланти;
 - Ако страдате от тежко заболяване или се възстановявате след операция;
 - Ако страдате от следните заболявания/симптоми: обикновена настинка, придружена от треска; разширени вени; тромбоза; флебит; жълтеница; диабет; заболявания на нервната система (например ишиас) или остри възпаления;
- Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
- Дръжте опаковката на този уред далеч от обсега на деца.
- Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!

- Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
- Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
- Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
- В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
- Дръжте кабела далеч от горещи повърхности!
- Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
- Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
- Ако изпуснете уреда във вода никога не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар! Веднага извадете уреда от контакта.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
- Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
- Не ползвайте уреда за повече от 15 минути, за да не прегрее. Оставете го да изстине минимум 15 минути преди да го използвате отново.
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.
- При всяка употреба се уверете, че всички движещи се части се движат свободно.
- Уверете се, че не може заплетете косата си в уреда.
- Не прегъвайте и повреждайте кабела.
- Дръжте остри предмети далеч от уреда и кабела му.
- Уверете се, че уредът е далеч от източници на топлина (печки, радиатори и тн.)

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Масажна глава
2. Функция Затопляне
3. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ; Контрол на интензивност
4. Бутон за функция затопляне
5. Взаимно заменими приставки



5. РАБОТА С УРЕДА

5.1 Първоначална употреба

- Махнете всички опаковки от уреда. Уверете се, че няма видими следи от повреда върху уреда и частите му.
- Включете уреда в контакта, но преди това задължително се уверете, че е изключен. Уверете, че не може да се спънете в кабела.

5.2 Употреба

- За да включите уреда завъртете бутон за ВКЛ/ИЗК по посока на часовниковата стрелка. Изберете желаната интензивност на масаж чрез завъртане на същия бутон.
- Ако желаете да включите затоплянето използвайте бутон за затопляне.
- Ако искате да смените дадена масажна глава я завъртете обратно на часовниковата стрелка и я махнете от уреда. За да поставите друга масажна глава я завъртете по посока на часовниковата стрелка.
- Движете уреда с две ръце върху участъка на тялото, който искате да масажирате. Може да сте в право, седнало или легнало положение. Натискайте уреда повече или по-малко в зависимост от личните си предпочитания.
- Не масажирайте даден участък повече от три минути. Преместете уреда на друго място върху тялото си.
- Не използвайте уреда точно преди сън – масажорът има стимулиращо действие и може да попречи на лесното ви заспиване.
- Масажът трябва да е приятен и да не причинява дискомфорт. Ако почувствате болка или неразположение – спрете масажа или преместете уреда на друго място на тялото си.
- Внимавайте да не заклещите пръстите или друга част на тялото си в масажната глава.

6. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключвайте уреда преди всяко почистване и го вадете от тока. Уверете се, че уредът е напълно изстинал преди да го почистите.
- Използвайте мека леко влажна кърпа, за да почистите уреда. Може да използвате и лек почистващ препарат.
- Не допускайте вода да влезе в уреда и не го мокрете.
- Уредът трябва да е напълно сух преди да го използвате отново.
- Съхранявайте уреда на сухо и хладно място, далеч от обсега на деца. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.

7. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът отговаря на приложимите европейски и национални директиви.



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.

8. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).

4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за уреда ще намерите на www.polycomp.bg.