

**PHILIPS**

Lumea


BRI959, BRI956,  
BRI954, BRI953,  
BRI950




## Skin tone table / 膚色表



## Hair color table / 髮色表





BRI950 (2a, 2b)  
 BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)  
 BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)



English 6  
繁體中文 31

# Contents

Welcome	7
Device overview	7
Who should not use Lumea? Contraindication	8
General conditions	8
Medications/History	8
Pathologies/Disorders	9
Skin condition	9
Location/areas	10
Important	10
Danger	10
Warning	11
To prevent damage	12
Caution	13
Electromagnetic fields (EMF)	14
How IPL works	14
Suitable body hair colors	15
Recommended treatment schedule	15
Initial phase	15
Touch-up phase	15
Treatment time per area	16
What to expect	17
After initial treatment phase	17
During touch-up treatment phase	17
Using your Lumea Prestige before and after tanning	17
Tanning with natural or artificial sunlight	17
Tanning with creams	17
Before you use your Lumea Prestige	18
Pretreating your skin	18
Skin test	18
Using your Lumea Prestige	19
Skin tone sensor	19
Attachments	19
Body Attachment	19
Facial Attachment	19
Armpit attachment (BRI956, BRI959)	19
Bikini attachment (BRI956, BRI959)	20
Precision attachment (BRI953, BRI954)	20
Selecting the right light intensity	20
Handling the device	21
Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash	23
After use	23
Common skin reactions	23
Rare side effects	24
Aftercare	25
Charging	25
Cleaning & storage	26

Warranty and support	26
Recycling	26
Technical specifications	27
Troubleshooting	28

## Welcome

Welcome to the beauty world of Lumea! You are only a few weeks away from silky-smooth skin.

Philips Lumea uses Intense Pulsed Light (IPL) technology, known as one of the most effective methods to continuously prevent hair regrowth. In close collaboration with skin experts we adapted this light-based technology, originally used in professional beauty salons, for easy and effective use in the safety of your home. Philips Lumea is gentle and offers convenient and effective treatment at a light intensity that you find comfortable. Unwanted hairs are finally a thing of the past. Enjoy the feeling of being hair-free and look and feel amazing every day.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). For further information, please go to [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) to find our experts' advice, tutorial videos and FAQs and make the most of your Lumea.



Note: Keep these instructions with your product at all times.

## Device overview

- 1 Light exit window with integrated UV filter
- 2 Attachments
  - a Body attachment
  - b Facial attachment
  - c Bikini attachment (BRI956, BRI959)
  - d Armpit attachment (BRI956, BRI959)
  - e Precision attachment (BRI953, BRI954)
- 3 Skin tone sensor
- 4 Integrated safety system
- 5 Reflector inside the attachment
- 6 Electronic contacts
- 7 Opening for electronic contacts
- 8 Flash button
- 9 On/off button
- 10 Confirmation button
- 11 Toggle buttons
- 12 Intensity light indicators
- 13 Setting advice button
- 14 Ready to flash indicator
- 15 Air ventilation slots
- 16 Device socket
- 17 Adapter
- 18 Small plug

19 Luxurious pouch (not shown)  
20 Cleaning cloth (not shown)

## Who should not use Lumea? Contraindication

### General conditions

- Never use the device if you have skin type VI (You rarely to never sunburn, very dark tanning). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as hyperpigmentation and hypopigmentation, strong redness or burns.

Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



- Never use the device if you are pregnant or breastfeeding as the device was not tested on pregnant or breastfeeding women.
- Never use the device if you have any active implants such as a pacemaker, neurostimulator, insulin pump etc.

### Medications/History

Never use the device if you take any of the medications listed below:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated in the past week with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are taking photosensitizing agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the device if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner which does not allow for a minimum 1-week washout period prior to each treatment.



Never use the device:

- If you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.
- If you are on painkillers which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you take immunosuppressive medications.
- If you have had surgery in the areas to be treated in the last 3 weeks.

## Pathologies/Disorders

Never use the device:

- If you have diabetes or other systemic or metabolic diseases.
- If you have congestive heart disease.
- If you have a disease related to photosensitivity, such as polymorphic light eruption (PMLE), solar urticaria, porphyria etc.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have a skin disease such as active skin cancer, you have a history of skin cancer or any other localized cancer in the areas to be treated.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

## Skin condition

Never use the device:

- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex (cold sores), wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.

- On irritated (red or cut), sunburned, recently tanned or fake-tanned skin.
- On the following areas without consulting your doctor first: moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars and skin anomalies. This can result in a burn and a change in skin color, which makes it potentially harder to identify skin-related diseases.
- On following areas: warts, tattoos or permanent make-up.

## Location/areas

Never use the device on the following areas:



- Around the eyes and on or near the eyebrows.
- On lips, nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears.
- Men must not use the device on the face and neck including all beard-growing areas, nor on the whole genital area.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions.
- Over or near anything artificial like silicone implants, subcutaneous injection ports (for instance an insulin dispenser) or piercings.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the device, we advise you to consult your doctor.

## Important

### Danger




- Keep the device and the adapter dry.

- If the device is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).

## Warning

- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- The device is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the device with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults of 18 years and older can use the device freely.
- Always check the device before you use it. Do not use the device or adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not use the device if the UV filter of the light exit window and/or attachment is broken.
- Do not modify or cut off any part of the adapter or the cord, as this causes a hazardous situation.
- Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated. This may cause burns on your skin.
- If you have a dark-colored skin, be careful with treating a darker area immediately after a lighter area. The skin tone sensor may not immediately block the treatment on the darker body area.

- Hair removal by intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.
- Adapter, light exit window and the filter of the attachments can become very hot after usage. Do not touch the adapter, inner part of the light exit window and the filter or the inner part of the attachments without having these cool down.



- This device has a detachable power adapter (see symbol). Only use the adapter provided with this device. The reference number (AD2069x20020HF) can be found on your device. The 'x' in this number refers to the plug type for your country.

Note: If you notice a skin tone change from last treatment (e.g. due to tanning), we recommend you to perform a skin test and to wait 30 minutes before your next treatment.

### To prevent damage

- Make sure that nothing obstructs the airflow through the ventilation slots of the device.
- Never subject the device to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the device from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the device in a dust free and dry place.
- Do not expose the device to temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- To prevent damage, do not expose the device to direct sunlight or UV light for several hours.

## Caution

- This device is only intended for removing unwanted body hair from areas below the cheekbones. Do not use it for any other purpose. Doing so may expose you to a hazardous situation. Men most not use it on the face and neck including all beard-growing areas and the whole genital area.




- This device is not washable. Never immerse the device in water and do not rinse it under the tap.
- For hygienic reasons, the device should only be used by one person.
- Use the device only at settings suitable for your skin type. Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the device.
- The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.
- Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Never leave the device unattended when it is switched on. Always switch off the device after use.
- Do not use the device if any of the conditions mentioned in chapter 'Who should not use Lumea? Contraindication' apply to you.
- Tanning with natural or artificial sunlight might influence the sensitivity and color of your skin. Perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting.

- Before you use Lumea, you should clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.
- Do not treat the same skin area more than once during a session. This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.
- Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting.


## Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


## How IPL works



With Intense Pulsed Light technology, gentle pulses of light are applied to the skin and absorbed by the hair root. The lighter the skin and the darker the hair, the better the pulses of light are absorbed.



The pulses of light stimulate the hair follicle to go into a resting phase. As a consequence, the hair sheds naturally and hair regrowth is prevented.




The cycle of hair growth consists of different phases. IPL technology is only effective when the hair is in its growing phase. Not all hairs are in the growing phase at the same time. This is why we recommend you to follow the initial treatment phase (4-5 treatments, every treatment 2 weeks apart) and then the follow-up treatment phase (touch-ups every 4-8 weeks) to make sure all hairs are effectively treated in the growing phase.

**Tip:** To assure long lasting hair removal, touch-ups every 4 weeks are recommended.

**Note:** Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as light hairs do not absorb enough light. Below you can see the hair colors for which Lumea is suitable and effective.

## Suitable body hair colors

Note: To check if your body hair color allows usage of the device, consult the hair color table with number 3 on the foldout page.



## Recommended treatment schedule

### Initial phase



For the first 4 to 5 treatments, we advise you to use Lumea Prestige once every two weeks to ensure that all hairs are treated.

Note: Replacing one of the IPL treatments with another hair removal method (waxing, epilating, etc.) will not help to reach the desired hair reduction.

Note: If you want to remove hairs in between the Lumea treatments, you can use your normal hair removal method.

### Touch-up phase




After the initial treatment phase (4-5 treatments), we recommend touch-ups every 4-8 weeks, when you see hairs growing back. This to maintain results and enjoy smooth skin for months. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas.

Tip: You can write the treatment schedule in your agenda to remind yourself of the treatments so you will not forget.

Note: Using the device more often does not enhance the effectiveness.

## Treatment time per area



This symbol means: Using the device corded

This symbol means: Using the device cordless

BRI950  
(1, 2)

BRI953, BRI954  
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959  
(1, 2, 3, 4)



## What to expect

### After initial treatment phase

- After the first treatment, it can take 1 to 2 weeks for the hairs to fall out. In the first weeks following the initial treatments, you still see some hairs growing. These are likely to be hairs that were not in their growing phase during the first treatments.
- After 2-3 treatments, you should see a noticeable reduction in hair growth. However, to effectively treat all hairs, it is important to keep on treating according to the recommended treatment schedule.
- After 4-5 treatments, you should see a significant reduction of hair growth in the areas that you treated with Lumea. A reduction of hair density should be visible as well.

### During touch-up treatment phase

- Keep on treating with frequent touch-ups (every 4-8 weeks) to maintain the result.

## Using your Lumea Prestige before and after tanning

### Tanning with natural or artificial sunlight



Intentionally exposing your skin to natural or artificial sunlight with the aim of developing a tan influences the sensitivity and color of your skin.

Therefore the following is important:

- After each treatment, wait at least 48 hours before tanning. Even after 48 hours, make sure that the treated skin does not show any redness from the treatment anymore.
- In case of exposing your skin to the sun (without tanning intentionally) in the 48 hours after treatment, use a sunblock SPF 50+ on the treated areas. After this period, you can use a sunblock SPF 30+ for two weeks.
- After tanning, wait at least 2 weeks before you use Lumea.
- After recent tanning, perform a skin test to determine the appropriate light intensity setting. For instructions see chapter 'Skin test'.
- Do not use Lumea on sunburned body areas.


Note: Occasional and indirect sun exposure does not qualify as tanning.

### Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has disappeared completely before you use the device.

# Before you use your Lumea Prestige

## Pretreating your skin



Before you use Lumea, you should pretreat your skin by removing hairs on the surface of your skin. This allows the light to be absorbed by the hair parts below the skin surface to ensure effective treatment. You can either shave, short-trim, epilate or wax. Do not use depilatory creams, as chemicals may cause skin reactions.



If you choose to wax, please wait 24 hours before using Lumea to let your skin rest. We recommend that you take a shower before the treatment to ensure that all possible residue of wax has been removed from your skin.

- 1 Pretreat the areas you intend to treat with Lumea.
- 2 Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances.

Note: if shaving causes skin irritation, we advise you not to use the device until skin irritation is resolved.

## Skin test

When you use Lumea Prestige for the first time or after recent tanning, perform a skin test on each area to be treated. The skin test is necessary to check your skin's reaction to the treatment and to determine the correct light intensity setting for each body area.

- 1 Attach the right attachment for the area you want to treat. See chapter: 'Attachments'.

Note: do not try the device on difficult or sensitive areas (ankle and bony area).

- 2 Turn on the device. Make sure you select setting 1.
- 3 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.

- 4 Press the flash button to release a flash.
- 5 Slide the device over the skin to the next area to be treated.
- 6 Increase the setting by one level, apply a flash and slide the device to the next area. Repeat this for all levels, as long as each level still feels comfortable. See the table in: 'Selecting the right light intensity'.
- 7 After the skin test, wait 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

# Using your Lumea Prestige

## Skin tone sensor



For extra safety, the Lumea Prestige has integrated skin tone sensor which measures the skin tone at the beginning of each session and occasionally during the session. If it detects a skin tone that is too dark for treatment with Lumea, the 'ready to flash' light starts blinking orange and the device automatically disables to prevent you from developing skin reactions. This means that it does not flash when you press the flash button.

## Attachments

For optimal results and safety it is important to change attachments per body area. Lumea Prestige offers full body specific treatment having up to four different tailored attachments.

Note: The device might not work any more and show an error when there is dirt on the attachment connector. Clean the contact leads when this occurs.

To place the attachment, simply snap it onto the light exit window.



To remove the attachment, pull it off the light exit window.

### Body Attachment

The body attachment has the largest treatment window and a curved-in design to cover effectively and treat areas below the neckline. Especially large areas such as legs, arms and stomach.

### Facial Attachment

The facial attachment has a precise flat design with extra integrated filter for safe and precise treatment on the sensitive skin on upper lip, chin and sideburns.



#### Caution:

- Do not treat your eyebrows with Lumea.
- When you treat the area above your upper lip, be careful that you do not flash on the lip.

### Armpit attachment (BRI956, BRI959)



The armpit attachment has a specifically curved-out design to treat hard to reach armpit hairs.

### Bikini attachment (BRI956, BRI959)




The bikini attachment has a specialized design for effective treatment of bikini areas. It has curved out design with transparent bikini filter. Hair in this area tends to be typically thicker and stronger than leg hair, therefore the bikini area attachment has a special filter for treating the coarser hair in the bikini area.

### Precision attachment (BRI953, BRI954)



The precision attachment is curved-out for use in bikini and armpit areas. It has a medium sized window with an extra transparent filter. It is designed for precise and effective coverage of bikini and armpit areas.

## Selecting the right light intensity



Lumea provides 5 different light intensities and advises you on the right setting you should use based on your skin tone. You will always be able to change to a light intensity setting you find comfortable.

- 1 Press the on/off button to turn on the device. The device starts to operate at light intensity setting 1.

Note: To adjust the light intensity setting manually without using the skin advice, use the toggle button until you have reached the required setting. The corresponding intensity light level lights up white.

- 2 Press the SmartSkin sensor (👁️) and put the device to your skin.
- 3 After the device scanned your skin, the suggested intensity lights will blink white to indicate which intensities you can use based on your skin tone.
- 4 Press the confirmation button (✔️) to confirm that you want to use the suggested setting advice to start using the device.

Philips Lumea will automatically use the highest suggested intensity, indicated by a continuous lighting led indicator.

Lumea gives you the freedom to select the light intensity that you find most convenient. If you want to set the light intensity setting manually,

please consult the table below. This table shows settings that for the majority of users provides a comfortable, but still effective setting.

- Using Lumea should never be painful. If you experience discomfort, reduce the light intensity setting. You can do this by using the up-down buttons.

Note: The device automatically disables when your skin tone is too dark (skin type VI), to prevent you from developing skin reactions. The 'ready to flash' light will blink orange to indicate if the skin tone is too dark.

- After moving to another body area or recent tanning, perform a skin test to determine the right light intensity setting. To re-activate the setting advice feature, press the magnifying glass symbol.

Note: Since body areas might differ in skin color, you need to select the right setting for each body area separately.

Skin type	Skin tone	Light intensity setting
I	White: you always sunburn, never tan.	4/5
II	Beige: you easily sunburn, tan minimally.	4/5
III	Light brown: you sunburn easily, tan slowly to light brown.	4/5
IV	Mid brown: you rarely sunburn, tan easily.	3/4
V	Dark brown: you rarely sunburn, tan very easily.	1/2/3
VI	Brownish black or darker: you rarely or never sunburn, very dark tanning.	You cannot use the device


Note: To check if your skin type allows usage of the device, consult the skin tone table with number 2 on the foldout page.



Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons.

## Handling the device


- Before use, clean the attachment and the light exit window.



2 Put the small plug in the device and put the adapter in the wall socket.


Note: If the device is not fully charged when you start a treatment, the battery will run out during a full body treatment. We advise you to always fully charge the device before you start a treatment or to use it corded.

3 Switch on the device and select the right light intensity for your skin tone. For selecting the right skin tone, you can make use of the setting advice, see chapter: 'Selecting the right light intensity'.



4 Place the device at a 90° angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.

The integrated safety system prevents unintentional flashing without skin contact.



5 Press the device firmly onto your skin to ensure proper skin contact. The 'ready to flash light' on the back of the device lights up white to indicate that you can proceed with the treatment.

Note: When the 'ready to flash' light starts blinking orange, your skin is not suitable for treatment. In this case, the device automatically disables. You can try to use the device on other areas with a lighter skin tone.

Note: If the 'ready to flash' light does not light up white, the device is not completely in contact with your skin.


TIP: If you use Lumea on your bikini area and want to leave some hair in place, make sure that the skin tone sensor is not placed on the remaining hair during the treatment, as this can cause the device to block.



6 Press the flash button to release a flash. The device makes a soft popping sound. You should feel a warm sensation because of the flash.

Note: The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes.

7 Place the device on the next area to be treated. After each flash, it takes up to 2 seconds until the device is ready to flash again. You can release a flash when the 'ready to flash' light lights up white.



8 To make sure that you have treated all areas, release the flashes close to each other. Effective light only comes out of the light exit window. Part of the device that is in contact with your skin is slightly larger therefore there should be some overlap. However, make sure you flash the same area only once.


Note: Flashing the same area twice does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

Note: Do not use any pencil or pen to mark the areas to be treated, as this may cause side effects to your skin.


- 9 When you have finished the treatment, press and hold the on/off button to switch off the device. Remove the adapter from the wall socket if you used the device corded.

Note: If you did not use the device for a long period of time, it is important to perform a skin test again and have it charged to avoid deep discharge.

## Two treatment modes: Stamp & Flash and Slide & Flash



- Your Philips Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas:
- The Stamp & Flash mode is ideal to treat small or curvy areas like knees and underarms. Simply press and release the flash button to release a single flash.



- The Slide & Flash mode offers convenient use on larger areas like legs. Keep the flash button pressed while you slide the device over your skin to release several flashes in a row.

Note: The device needs up to 2 seconds (when used with cord, or up to 3.5 seconds when used without cord) in between two flashes, so make sure you flash on every area you wish to treat. Sliding too fast over the skin will cause missed spots.

## After use

### Common skin reactions

Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.

Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. You can cool the area with an ice pack or a wet face cloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturizer on the treated area.

## Rare side effects

- Burns, excessive redness (e.g. around hair follicles) and swelling: these reactions occur rarely. They are the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discoloration: this occurs very rarely. Skin discoloration manifests itself as either a darker patch (hyperpigmentation) or a lighter patch (hypopigmentation) than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin tone. If the discoloration does not disappear within 2 weeks, we advise you to consult a doctor. Do not treat discolored areas until the discoloration has disappeared and your skin has regained its normal skin tone.
- Skin infection is very rare but is a possible risk following a (micro)wound, a skin burn, skin irritation etc.
- Epidermal heating (a sharply defined brownish area which often occurs with darker skin tones and is not accompanied with skin dryness): This reaction occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 week, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Blistering (looks like small bubbles on the surface of the skin): this occurs very rarely. In case this reaction does not disappear within 1 month or when the skin gets infected, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Scarring: often the secondary effect of a burn, which can take longer than a month to heal.



- Folliculitis (swelling around hair follicles combined with pustule formation): this reaction occurs very rarely and is the result of bacteria penetrating the damaged skin. In case this reaction occurs, we advise you to consult a doctor as folliculitis may need antibiotic ointment.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the device on skin that is not hair-free, if you use the device at a light intensity that is too high for your skin tone, if you flash the same area more than once and if you use the device on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc.

## Aftercare

After use, you can safely apply lotions, creams, deodorant, moisturizer or cosmetics to the treated areas. If you experience skin irritation or skin redness after treatment, wait until it disappears before applying any product to your skin. If you experience skin irritation after applying a product to your skin, wash it off with water.

Note: when following all instructions you may still get skin reactions. In this case stop using the device and contact the consumer care center in your country.

## Charging

Fully charge the batteries before you use the device for the first time and when the batteries are empty. Fully charging the batteries takes up to 1 hour and 40 minutes. Charge the device when the charging light lights up orange during use to indicate that the battery is low and will run out soon. Fully charged batteries provide at least 130 flashes at light intensity 5. Fully charge the device every 3 to 4 months, even if you do not use the appliance for a longer time.

Charging the device:

- 1 Switch off the device.
- 2 Insert the small plug into the device and put the adapter in the wall socket.
  - The charging light flashes white to indicate that the appliance is charging.
  - When the batteries are fully charged, the charging light lights up white continuously.

Notes: The adapter and the device feel warm during charging. This is normal.

Note: This device is equipped with battery-overheat protection and does not charge if the room temperature exceeds 40°C.


- Never cover the appliance and device during charging.

- 3 After charging, remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the device.

Note: The battery functionality is not enough for a full body treatment. We recommend you to use the device attached to the wall socket while treating large body areas such as legs and/or arms.

Tip: Charge the device after each use to save battery life.


## Cleaning & storage



- 1 After use, switch off the device, unplug it and let it cool down.

Note: Light exit window and the attachment can become very hot after usage.

- 2 Remove the attachment.



- 3 Moisten the soft cloth supplied with the device with a few drops of water and use it to clean the following parts:

- the light exit window on the device
- the outside surface of the attachments
- the reflector inside the attachments
- the transparent filter glass in the bikini and the precision attachment
- the reddish filter glass inside the facial attachment
- the skin tone sensor window

- 4 Let all parts air dry thoroughly.

- 5 Store the device in a dust-free place at a temperature between -25° to +70°C and a humidity range between 15-90%.

## Warranty and support

If you need information or support, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) or read the international warranty leaflet.

## Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed of with normal household waste (2006/66/EC). We strongly advise you to take your product to an official collection point or a Philips service center to have a professional remove the rechargeable battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Philips Lumea products contain recyclable materials and should not be put into the municipal waste stream. Refer to the Philips Lumea support website for recycling options. Do not dispose of in fire.

## Technical specifications

### BRI959, BRI956, BRI954, BRI953, BRI950

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	70W
Protection against electric shock	Class II
Protections rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: 5 °C to 35 °C Relative humidity: 15% to 90% (non condensing)
Storage conditions temperature	-25° to +70°C
Storage conditions humidity	Less than 90% (non condensing)
Maximum variation of the light output over the treatment area	<30%
Operating pressure	700hPa-1060hPa
Duration of the pulsetrain	Single pulse
Emitted wavelengths	565 to 1400 nm
Lithium-ion battery	2 x 3.6 Volt 1000 mAh
Optical exposure	2.4-6.5 J/cm2
Maximum optical energy	4.8 - 23 J
Optical homogeneity	Max. +/- 30% deviation from average optical exposure in treatment area
Repetition time	1-3.5 s
Pulse duration	<2.5 ms

Flash interval	Between 1-3.5s depending on battery/mains connected use
Pulse sequence	Single pulse
Optical spectrum	560-1200 nm

## Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device/adapter becomes warm during use.	It is normal for the device and adapter to become warm (but not too hot to touch) during use.	Use the device in a slightly cooler environment and/ or let it cool down before continuing use.
	The fan is not working.	Check if the attachment is well connected. Clean the connectors on the attachment if needed. In case the attachment is well connected and it is possible to produce flashes with the device, contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	The cooling airflow of the fan is blocked by hands or a towel.	Make sure the cooling airflow of the fan is unblocked.
When I place the device on the skin, it does not release a flash. The 'ready to flash' light blinks orange.	Your skin tone in the area to be treated is too dark.	Treat other body areas with lighter skin tones with Lumea.
The ready to flash light blinks orange and all 5 intensity lights blink as well.	The device needs to be reset.	To reset the device take the plug out of the socket, wait for 30 minutes to let the device cool down. The device should function normally again. In case it doesn't work again, contact the Consumer Care Center in your country.
The ready to flash light does not light up white.	The device is not completely in contact with your skin.	Place the device at a 90 degree angle on the skin so that the integrated safety system is in contact with your skin.
The device produces a strange smell.	The light exit window or the skin tone sensor is dirty.	Clean the light exit window and the skin tone sensor carefully.
	You have not removed the hairs on the area to be treated properly. These hairs may get burned and can cause the smell.	Pretreat your skin before you use Lumea.

Problem	Possible cause	Solution
The device doesn't flash, the fan is not switched on and all 5 intensity lights blink.	The attachment is not attached properly.	Make sure you attach the attachment completely. If necessary clean the electronic contacts on the attachment.
The skin feels more sensitive than usual during treatment. I experience discomfort when I use the device.	The light intensity setting you use is too high.	Check if you have selected the right light intensity setting. If necessary, select a lower setting.
	You did not remove the hairs on the areas to be treated.	Pretreat your skin before you use Lumea.
	The UV filter of the light exit window is broken.	If the UV filter is broken, do not use the device anymore. Contact the Consumer Care Center in your country, your Philips dealer or a Philips service center.
	You treated an area for which the device is not intended.	Never use the device on the following areas: inner labia, anus, nipples, areolas, lips, moles, freckles, tattoos, piercings, inside the nostrils and ears, around the eyes and near the eyebrows. Men must not use it on the face and neck including all beard growing areas and whole genital area.
There is no glass filter in my attachment.	This is normal.	No action required: there is no filter in the body and armpit attachments. Only the facial, precision and bikini attachments have a specialized filter.
The skin reaction after treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity setting which is too high for you.	Select a lower intensity next time. See chapter 'Using your Philips Lumea', section 'Selecting the right light intensity'.
The flash is very bright to my eyes. Do I need to wear goggles?	No, Philips Lumea does not hurt your eyes.	The scattered light produced by the device is harmless to your eyes. Do not look at the flash while using the device. It is not necessary to wear goggles during use. Use the device in a well-lit room so that the light is less glaring to your eyes. Be sure to make good skin contact to avoid scattered light.
The results of the treatment are not satisfactory.	You have used a light intensity setting which is too low for you.	Select a higher setting next time.
	You did not flash an area adjacent to an area you treated before.	You have to release the flashes close to each other and there should be some overlap between the flashes.

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
	The device is not effective on your body hair color.	If you have light blond, grey, red or white hair, the treatment is not effective.
	You do not use the device as often as recommended.	To remove all hairs successfully, we advise you to follow the recommended treatment schedule. You can reduce the time between treatments, but do not treat more often than once every two weeks.
	You respond more slowly to IPL treatment.	Continue using the device for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period.

# 內容

歡迎	32
裝置概要	32
誰不適宜使用 Lumea？禁忌	33
一般狀況	33
醫療/紀錄	33
疾病/失調	33
皮膚狀況	34
位置/部位	34
重要事項	35
危險	35
警示	35
為預防損壞：	36
警告	36
電磁波 (EMF)	37
IPL 的原理	37
適合的體毛顏色	38
建議的療程時間表	38
初期	38
修護期	39
各部位的療程時間	39
預期效果	40
初期療程結束後	40
修護療程期間	40
曬膚前後使用 Lumea Prestige	40
自然日曬或人造光源曬膚	40
使用助曬乳霜	40
使用 Lumea Prestige 之前	41
皮膚事前處理	41
皮膚測試	41
使用 Lumea Prestige	41
膚色感應器	41
配件	42
身體配件	42
臉部配件	42
腋下配件 (BRI956、BRI959)	42
比基尼線配件 (BRI956、BRI959)	42
精準配件 (BRI953、BRI954)	43
選擇合適的燈光強度	43
處理裝置	44
兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」	45
使用完畢	45
常見的皮膚反應	45
罕見副作用	46
使用後保養	46
充電	47
清潔與收納	47

保固與支援	47
回收	48
技術規格	48
疑難排解	49

## 歡迎

歡迎來到 Lumea 的美麗殿堂！再過幾週，您就能享有柔細光滑的肌膚。

飛利浦 Lumea 採用的脈衝光 (IPL) 技術，已知在防止毛髮重生方面具有長效而卓越的效果。我們與皮膚科專家協力合作，引進了這個原先在專業美容沙龍中使用的光學除毛技術，讓您在家中也能安全地運用這個簡單又有效的方法除毛。溫和實用的飛利浦 Lumea 能以您覺得舒適的燈光強度，方便而有效地進行除毛療程。您可以終於永遠擺脫這些惱人的多餘毛髮，享有光滑的肌膚，天天展現迷人風采。

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位址註冊產品：[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)。如需進一步資訊，請造訪 [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea)，參閱專家建議、教學影片和常見問題集，以發揮 Lumea 的最大功效。



注意：請與您的產品一起妥善保存這些指示。

## 裝置概要

- 1 內建紫外線濾光片的出光口
- 2 配件
  - a 身體配件
  - b 臉部配件
  - c 比基尼線配件 (BRI956、BRI959)
  - d 腋下配件 (BRI956、BRI959)
  - e 精準配件 (BRI953、BRI954)
- 3 膚色感應器
- 4 內建安全系統
- 5 配件內的反射器
- 6 電子接點
- 7 電子接點開口
- 8 閃光按鈕
- 9 開關按鈕
- 10 確認按鈕
- 11 切換按鈕
- 12 強度指示燈
- 13 設定建議按鈕
- 14 「閃光準備就緒」指示燈
- 15 通氣孔
- 16 裝置插孔
- 17 電源轉換器
- 18 小插頭
- 19 精美收藏袋 (未顯示)
- 20 清潔布 (未顯示)



## 誰不適宜使用 Lumea？禁忌

### 一般狀況

- 皮膚類型為 VI 者 (極少或從未曬傷，膚色非常黝黑)，請勿使用本裝置，否則很可能造成皮膚產生不良反應，例如色素沈澱及色素脫失、嚴重紅腫或灼熱。

注意：若要確認您的皮膚類型能否使用本裝置，請參閱折頁 2 號的膚色表。



- 懷孕或哺乳者請勿使用本產品，因為裝置尚未針對懷孕或哺乳婦女進行測試。
- 目前裝有心律調整器、神經電極刺激器、胰島素泵等主動式植入物者，請勿使用本裝置。

### 醫療/紀錄

如果服用下列任何藥物，請勿使用本裝置：

- 目前或過去一週內曾以  $\alpha$ -氫氧基酸 (AHA)、 $\beta$ -氫氧基酸 (BHA)、局部異維甲酸和壬二酸治療皮膚者。
- 過去 6 個月內曾服用任何形式的 Accutane A 酸或 Roaccutane A 酸者。此療程會使皮膚對裂傷、創傷及刺激性物質更加敏感。
- 服用光敏劑或藥物者，請參見藥盒內說明，若其中表示可能產生光過敏反應、光毒性反應或服藥後應避免照射日光等說明，請勿使用本裝置。
- 服用抗凝血藥物者，包括大量服用阿斯匹靈，其用藥程度無法在療程前至少 1 星期停用以利藥物成分排出體外者。

禁止使用本裝置的情況：

- 過去 3 個月曾接受放射治療或化學治療者。
- 服用止痛藥者，因為止痛藥會降低皮膚對熱度的感知。
- 接受免疫抑制藥物治療者。
- 療程部位在 3 週內曾動過手術者。

### 疾病/失調

禁止使用本裝置的情況：

- 糖尿病或其他全身性或新陳代謝疾病患者。
- 充血性心臟病患者。
- 患有與光線過敏相關疾病者，例如多形性日光疹 (PMLE)、日光蕁麻疹、紫質症等。
- 具蟹足腫體質或傷口癒合能力不良等膠原蛋白異常病史者。
- 易對閃光敏感而誘發癩癩者。
- 皮膚對光敏感而易引發紅疹或過敏反應者。
- 患有皮膚病者，例如目前為皮膚癌患者、療程部位曾有皮膚癌或局部癌症病史者。
- 療程部位有靜脈曲張或血管擴張症等血管疾病病史者。
- 患有出血病症者。
- 曾有免疫抑制病史 (包含感染 HIV 或愛滋病) 者。

## 皮膚狀況

禁止使用本裝置的情況：

- 療程部位有感染、濕疹、灼傷、毛囊發炎、開放性撕裂傷、擦傷、單純皰疹 (唇皰疹)、創傷或病變和血腫者。
- 在刺痛 (紅腫或割傷)、曬傷、最近曾日曬或人工日曬的皮膚上。
- 未諮詢醫師即使用於下列部位：痣、雀斑、大血管、膚色較深區域、疤痕與皮膚異常部位。在這些部位使用可能導致灼傷與膚色異變，使得潛在的皮膚相關疾病更難察覺。
- 在下列部位：痣、刺青或永久化妝部位。

## 位置/部位

請勿在下列部位使用本裝置：



- 眼睛周圍和眉毛上頭或附近。
- 嘴唇、乳頭、乳暈、小陰唇、陰道、肛門，以及鼻孔和耳朵內側。
- 男性使用者，請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍子的部位，亦不得用於整個生殖器部位。
- 使用長效型體香劑的部位；否則可能導致皮膚不良反應。

- 矽膠植入物、皮下注射端口 (如胰島素注射器) 或身體穿環等所有人工物質之表面及周圍。

注意：本清單並未徹底列出所有情況。如果不確定自己是否適合使用本裝置，建議您向醫生諮詢。

## 重要事項

### 危險




- 本裝置及電源轉換器請保持乾燥。
- 如果裝置損壞，請勿碰觸任何內部零件，以免發生電擊風險。
- 水碰到電會產生危險。請勿在潮濕的環境下使用本產品 (例如裝滿水的浴缸、淋浴間或游泳池)。

### 警示

- 除非有負責其安全的人員在旁監督或教導裝置的使用方法，否則本裝置不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者。
- 請看管孩童，避免他們將本裝置當成玩具。
- 本產品不適用於 15 歲以下的孩童。15 至 18 歲的青少年可在父母或監護人同意及/或協助下使用本裝置。18 歲以上的成人則能自由使用本裝置。
- 每次使用裝置前請務必先檢查，裝置或電源轉換器如有損壞，請勿使用。零件如有受損，請務必以原型號更換之。
- 如果出光口和/或配件的紫外線濾光片破損，請勿使用本裝置。
- 請勿自行改造或切斷電源轉接器或電線，以免造成危險。
- 請勿用鉛筆或筆劃出要治療的部位，否則可能造成皮膚灼傷。
- 如果您膚色較深，在處理淺色部位後緊接著處理深色部位時務必小心。膚色感應器可能不會在移到深色的身體部位時立即停止療程。

- 某些人利用脈衝光除毛，可能加快毛髮生長速度。就現有的資料來看，會產生此反應風險最高的族群為地中海、中東與南亞地區使用在臉部及頸部的女性。
- 電源轉換器、出光口和配件濾光片在使用後溫度可能會變得很高。請勿在尚未冷卻下碰觸電源轉換器、出光口內部零件和配件濾光片或內部零件。



- 本裝置隨附可拆式電源轉換器 (請參閱符號)，僅限使用本裝置隨附的電源轉換器。在您的裝置上可找到參考編號 (AD2069x20020HF)。此號碼中的「x」意指您所在國家的插頭類型。

注意：如果發現膚色在上次療程 (如曬膚) 後改變，建議進行皮膚測試並等待 30 分鐘後再進行下一次的療程。

### 為預防損壞：

- 確保裝置通氣孔的空氣流動順暢沒有任何阻礙。
- 請勿讓產品承受巨大震動，切勿搖晃或摔落。
- 若您將本產品從寒冷環境攜帶到高溫環境中 (反之亦然)，請等待 3 小時之後再使用本產品。
- 請務必將本產品放置在無灰塵、乾燥的地方。
- 使用時請勿將此產品暴露於 5°C 以下或 35°C 以上的溫度中。
- 請勿讓本產品直接曝曬在陽光或紫外線下達數小時，以避免損壞。

### 警告

- 本裝置專為清除顴骨以下部位的多餘體毛之用，請勿用作其他用途。否則會造成危險。男性使用者，請勿將產品用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍子的部位，亦不得用於整個生殖器部位。




- 本裝置不可水洗。請勿將本裝置浸入水中或置於水龍頭下沖洗。
- 基於衛生理由，請勿與其他人共用本裝置。

- 請務必使用適合個人膚質的裝置設定。如果使用的強度設定超出建議範圍，會提高皮膚產生不良反應及副作用的風險。
- 絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本裝置。
- 裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。
- 如需檢查或修理，請務必將本裝置送回飛利浦授權的服務中心進行。由不合格的人員進行維修可能會導致使用上的危險。
- 裝置電源打開後，不可無人看管。使用完畢後，請關閉產品的電源。
- 如果您有「誰不適宜使用 Lumea？禁忌」一章中列出的任一狀況，請勿使用本裝置。您的使用禁忌。
- 自然日曬或人造光源曬膚可能改變皮膚的敏感度和膚色。請進行皮膚測試，決定合適的燈光強度。
- 使用 Lumea 前應先清潔肌膚，並確認其表面沒有任何毛髮、已完全乾燥，而且沒有任何油性物質。
- 單次療程中，同一部位的皮膚以使用一次為限。增加照射不能提高療程效果，反而會增加皮膚產生不良反應的風險。
- Lumea 使用起來絕不會痛，如果感到不適，請降低燈光強度設定。


## 電磁波 (EMF)

本飛利浦裝置符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。


## IPL 的原理



利用脈衝光技術，裝置會將溫和的脈衝光照射到皮膚上，其能量會由髮根吸收。膚色越淺且毛髮顏色越深，對脈衝光的吸收效果就越好。



脈衝光會刺激毛囊進入休止期，使毛髮自然脫落並抑制毛髮重生。




毛髮的生長週期是由不同階段所構成，而 IPL 技術只對處於生長期的毛髮有效果。並不是所有的毛髮都會同時處於生長期，所以我們會建議您遵循初期療程 (4-5 次療程，每次療程間隔 2 週)，然後進行追蹤療程 (每 4-8 週進行一次修護)，確保能有效處理到所有處於生長期的毛髮。

提示：為確保除毛效果持久，建議每 4 週進行一次修護。

注意：毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色的人士，使用 Lumea 除毛不會有效果，因為淡色毛髮無法吸收足夠的脈衝光。以下列出的是適合以 Lumea 有效除毛的毛髮顏色。

### 適合的體毛顏色

注意：若要確認您的體毛顏色能否使用本裝置，請參閱折頁 3 號的毛髮顏色表。



### 建議的療程時間表

#### 初期

對於頭 4 到 5 次療程，建議您每兩週使用一次 Lumea Prestige，確保所有毛髮都能處理到。

注意：若使用其他除毛法 (蜜蠟、拔毛等) 來取代其中一次 IPL 療程，將無法達到想要的毛髮減少程度。

注意：若您想要在 Lumea 療程之間除毛，可以使用您平常的除毛法。



## 修護期




初期療程 (4-5 次療程) 結束後，如果看到毛髮再次長出，建議您每 4-8 週進行一次修護。這樣可以有效維持除毛效果，享有數個月的光滑肌膚。療程的間隔時間，要視您個人毛髮生長速度而定，身體各部位的情況也會有所不同。

提示：您可以將療程時間表寫在您的行程摘要中，提醒自己不要忘了療程。

注意：過度頻繁使用本裝置並不會加強效果。

## 各部位的療程時間





此符號表示：插電使用裝置



此符號表示：以無線方式使用裝置

BRI950  
(①, ②)

BRI953, BRI954  
(①, ②, ⑤)

BRI956, BRI959  
(①, ②, ③, ④)

## 預期效果

### 初期療程結束後


- 完成第一次療程後，毛髮可能要 1 到 2 週的時間才會開始脫落。初次療程結束後的頭幾週，仍舊會有些毛髮長出來，這很可能是因為這些毛髮在初次療程期間並不是處於生長期。
- 做過 2-3 次療程後，您應該會發現毛髮生長量開始減少。不過，為了有效處理所有毛髮，請務必根據建議的除毛療程繼續進行。
- 做過 4-5 次療程後，您應該會發現 Lumea 處理過部位的毛髮生長量會大幅減少，同時亦可看到毛髮密度顯著降低。

### 修護療程期間

- 請持續定期進行修護療程 (每 4-8 週)，以保持除毛效果。

## 曬膚前後使用 Lumea Prestige

### 自然日曬或人造光源曬膚



刻意讓肌膚接觸陽光或人造光源以曬黑膚色，會影響皮膚的敏感度和膚色。請注意以下重要事項：

- 每次療程結束後，請等候至少 48 小時後再行曬膚。即使已超過 48 小時，亦請先確認療程部位皮膚沒有因治療而發生任何紅腫現象。
- 治療後 48 小時內若皮膚接觸陽光 (非刻意曬膚)，請在治療部位使用 SPF 50+ 的防曬產品。過了這段時間，可使用 SPF 30+ 的防曬產品，使用兩週時間。
- 曬膚後，請等候至少 2 週再使用 Lumea。
- 曬膚後，請進行皮膚測試，決定合適的燈光強度。如需說明，請參閱「皮膚測試」單元。
- 請勿在曬傷的部位使用 Lumea。

注意：間歇性和間接地曬太陽不算是曬膚。


### 使用助曬乳霜

如果使用仿曬劑，請等仿曬劑完全褪去後再使用裝置。



## 使用 Lumea Prestige 之前

### 皮膚事前處理



使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮，做好皮膚事前處理。這麼做能讓皮膚表面下方的毛髮部分吸收到光源，確保療程的效果。您可以採用刮毛、修剪、美體刀或蜜蠟等方式除毛。請勿使用除毛膏，因為化學物質可能會引發皮膚不良反應。



如果選擇以蜜蠟除毛，請讓肌膚稍加休息，等 24 小時後再使用 Lumea。建議您在進行療程前先淋浴，確保皮膚不會殘留任何蜜蠟。

- 1 請針對要用 Lumea 除毛的部位做好事先處理。
- 2 先清潔肌膚，並確認其表面沒有任何毛髮、已完全乾燥，而且沒有任何油性物質。

**注意：**如果刮毛造成皮膚刺痛感，建議您不要使用本裝置，直到皮膚刺痛的問題解決為止。

### 皮膚測試

首次使用或在曬膚後使用 Lumea Prestige 之前，請針對每個療程部位進行皮膚測試。皮膚測試是必要的步驟，目的是要檢查皮膚對療程的反應，並決定各個身體部位適合使用的燈光強度設定。

- 1 針對您想要除毛的區域，裝上合適的配件。請參閱：「配件」單元。

**注意：**請勿嘗試在難以清除或敏感部位使用本裝置（足踝和骨骼周圍處）。

- 2 打開裝置電源，確認選擇設定 1。
- 3 將裝置以 90° 的角度置於皮膚上，讓內建安全系統接觸到皮膚。  
內建安全系統可避免在未接觸皮膚時意外發出閃光。
- 4 按下閃光按鈕，發出一次閃光。
- 5 將裝置沿著皮膚滑動到下一個除毛部位。
- 6 將設定調高一級，發出一次閃光，然後再將裝置滑動到下一個部位。只要每個強度等級仍然感覺舒適，則針對所有強度等級重複此步驟。請參閱：「選擇合適的燈光強度」中的表格。
- 7 做完皮膚測試後，請等待 24 小時再檢查皮膚是否有任何反應。如果皮膚產生反應，請選擇不會引起皮膚反應的最高設定，在後續除毛療程使用。

## 使用 Lumea Prestige

### 膚色感應器

為了增進安全，Lumea Prestige 的內建膚色感應器會在每次療程開始時測量膚色，並在療程進行期間偶爾測量膚色。如果偵測到膚色太黝黑而無法使用


Lumea 治療，「閃光準備就緒」指示燈就會開始閃爍橘光，裝置也會自動停用，以防發生皮膚反應。這表示按下閃光按鈕時，不會閃爍。

## 配件


為達最佳效果與安全性，請務必針對身體各區更換配件。Lumea Prestige 提供全身特定療程，最多有四種不同的特製配件。

**注意：**如果配件接頭上有任何灰塵，裝置可能會無法運作並顯示錯誤。此時，請清潔接點引線。

若要安裝配件，只要將它卡進出光口即可。



若要拆下配件，只要將它從出光口拔出即可。



### 身體配件

身體配件具有最大的治療出光口以及內彎設計，可有效覆蓋及去除頸部以下部位的毛髮。特別大的範圍如腿部、手臂和胃部。

### 臉部配件

臉部配件具有精準的平面設計，並附額外的內建濾光片，可以安全且精確地去除上唇、下巴和鬢角等敏感肌膚的毛髮。

**警告：**

- 請勿將 Lumea 使用於眉毛。
- 處理上唇上方的毛髮時，請小心不要讓閃光照到嘴唇。



### 腋下配件 (BRI956、BRI959)

腋下配件採用特殊的外彎設計，可處理難刮的腋毛。



### 比基尼線配件 (BRI956、BRI959)




比基尼線配件採用專業設計，可有效處理比基尼線的毛髮。它的外彎設計附透明的比基尼線濾光片。由於這個部位的毛髮通常比腿毛粗硬，因此比基尼線配件內有特殊濾光片，可處理比基尼線部位較粗的毛髮。

### 精準配件 (BRI953、BRI954)



精準配件是向外彎曲的，用於比基尼線和腋窩部位。它採用中型出光口，含額外的透明濾光片，是專為精準且有效覆蓋比基尼線和腋窩部位所設計的。

## 選擇合適的燈光強度



Lumea 提供 5 種不同的燈光強度，並根據您的膚色，建議您應使用的正確設定。您一定能夠找到感覺舒適的燈光強度設定。

1 按下開關按鈕以開啟裝置。裝置會從燈光強度設定 1 開始運作。

注意：如要手動調整燈光強度設定，而不採用皮膚建議，請使用切換按鈕，直到所需的設定為止。對應的強度指示燈會亮起白光。

2 按壓 SmartSkin 感應器 (Ⓢ)，然後將裝置放在皮膚上。

3 裝置掃描過您的皮膚之後，建議的強度指示燈會閃爍白光，根據您的膚色指出您可以使用的強度。

4 按下確認按鈕 (✓)，確認您想要使用設定建議來開始使用裝置。

飛利浦 Lumea 將自動使用最高的建議強度，以持續發光的 LED 指示燈來表示。

Lumea 讓您自由選擇您認為最方便的燈光強度。如果您想要手動設定燈光強度，請參閱下表。此表顯示適合大部分使用者的設定，提供舒適但仍然有效的設定。

5 使用 Lumea 使用起來絕不會痛，如果感到不適，請降低燈光強度設定。您可以使用上下按鈕進行這項動作。

注意：膚色太黝黑 (皮膚類型 VI) 時，裝置會自動停用，防止發生皮膚反應。「閃光準備就緒」指示燈會閃爍橘光，指出膚色是否太黝黑。

6 移到其他身體區域或曬膚後，請進行皮膚測試，決定合適的燈光強度。若要重新啟動設定建議功能，請按下放大鏡符號。

注意：由於身體各部位的膚色可能不同，因此您需要分別為各個身體部位選擇合適的設定。

皮膚類型	膚色	燈光強度設定
I	白色：極易曬傷、不會曬黑。	4/5
II	黃色：易曬傷、僅會略為曬黑。	4/5


III	淺褐色：易曬傷、膚色會慢慢曬至淺褐色。	4/5
IV	中褐色：極少曬傷、容易曬黑。	3/4
V	深褐色：極少曬傷、很容易曬黑。	1/2/3
VI	深棕色或更深色：極少或從未曬傷，膚色非常黝黑。	您不能使用本裝置

注意：若要確認您的皮膚類型能否使用本裝置，請參閱折頁 2 號的膚色表。



注意：您的皮膚可能會在不同日子/場合產生不同反應，原因不一。


## 處理裝置




- 1 使用前，請清潔配件和出光口。
- 2 將小插頭插入裝置中，再將電源轉換器接到牆壁的插座。

注意：如果開始進行治療時，裝置未充滿電，則電池電力將會於全身治療期間耗盡。我們建議您在開始進行治療前，務必先將裝置充滿電，或插電使用。

- 3 開啟裝置電源，並根據您的膚色選取正確的燈光強度。若要選擇正確的膚色，您可以使用設定建議，請參閱：「選擇合適的燈光強度」中的表格。



- 4 將裝置以 90° 的角度置於皮膚上，讓內建安全系統碰觸到皮膚。內建安全系統可避免在未接觸皮膚時意外發出閃光。




- 5 將裝置緊壓著皮膚，確保與皮膚適當地接觸。裝置背面的「閃光準備就緒指示燈」亮起白光時，代表您可以開始進行除毛。

注意：如果「閃光準備就緒」指示燈開始閃爍橘光，則表示您的皮膚不適合治療。此時，裝置會自動停用。您可嘗試在膚色較淺的其他部位使用裝置。

注意：如果「閃光準備就緒」指示燈未亮起白光，就表示裝置並未完全觸碰到您的皮膚。


提示：如果您將 Lumea 用於比基尼線，且希望保留部分毛髮，請確認治療期間未將膚色感應器放在剩餘的毛髮上，以免裝置堵住。



- 6 按下閃光按鈕，發出一次閃光。裝置會發出輕柔的劈啪聲。您應該會感受到閃光產生的溫熱感。

注意：裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。因此使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。

- 7 將裝置放在下一個治療部位。每次閃光後，裝置大約要過 2 秒後才能再發出閃光。只要「閃光準備就緒」指示燈亮起白光，就可以發出閃光。



- 8 為了確保能處理到所有部位，請盡量緊鄰著之前治療的部位發射閃光。有效燈光只會從出光口發出。與皮膚接觸的裝置部分稍大，因此照射時應該略微重疊。但請注意，同一個部位務必只能照射一次閃光。


注意：對著同一區域照射兩次閃光並不能提高療程效果，反而會增加皮膚產生不良反應的風險。

注意：請勿用鉛筆或筆劃出要處理的部位，以免對皮膚產生副作用。


- 9 完成治療後，按住開關按鈕以關閉裝置電源。若是插電使用本裝置，請將電源轉換器從牆上插座拔除。

注意：若長時間未使用裝置，請務必再次進行皮膚測試，並為裝置充電以避免過度放電。

## 兩種療程模式：「按壓與閃光」跟「滑動與閃光」



- 飛利浦 Lumea 有兩種療程模式，方便您在不同的身體部位上使用：
- 「按壓與閃光」模式適合使用於小範圍或彎曲的部位，例如膝蓋和腋下。只要按下並放開閃光按鈕，即可發出一次閃光。



- 「滑動與閃光」模式則方便使用於例如腿部等大範圍區域。一邊按住閃光按鈕一邊將裝置沿著皮膚滑動，即可連續發出多次閃光。

注意：裝置在兩次閃光之間最長需間隔 2 秒（插電使用時，若以無線方式使用則最長 3.5 秒），因此請確定讓閃光照到每一個要處理的部位。在皮膚上滑動過快會造成閃光未照到某些區塊。

## 使用完畢

### 常見的皮膚反應

皮膚可能會有輕微紅腫和/或刺痛感或溫熱感。這些反應完全無害，很快就會消失。

刮除毛髮再加上脈衝光療程，可能會讓皮膚變得乾燥發癢。您可以冰敷止癢，或加強保溼。如果皮膚依然乾澀，可以在療程部位塗抹無香料的保溼產品。

### 罕見副作用

- 燙傷、過度發紅 (像是毛囊週圍) 與腫脹：這些反應非常罕見，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果這些不良反應未在 3 天之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 皮膚變色：非常罕見。皮膚變色可能會有一塊區域，膚色比周圍深或淺，這是因為使用的燈光強度太高，不適合您的膚色。如果變色情況未在 2 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在變色區域消失且恢復正常膚色後，再進行療程。
- 皮膚感染非常罕見，但可能在出現小傷口、皮膚灼傷和皮膚刺激後發生。
- 表面灼熱 (區域顏色明顯變深，較常發生於較深的膚色，且不會伴隨皮膚乾燥發生)：此反應非常罕見。如果此反應未在 1 週之內消失，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 水泡 (就像皮膚表面的小氣泡)：非常罕見。如果此反應未在 1 個月之內消失或皮膚遭到感染，建議您諮詢醫師。請在皮膚完全痊癒後才進行下一次的療程，而且務必使用較低的燈光強度。
- 結疤：灼傷後常出現的第二種反應，癒合需要一個月以上的時間。
- 毛囊炎 (毛囊週圍腫脹並形成膿包)：此反應非常罕見，是細菌穿過受傷皮膚所導致。如果發生此反應，建議您諮詢醫師，因為毛囊炎需用抗生素藥膏治療。
- 過度疼痛：療程中或療程後感到過度疼痛的可能原因如下：在未刮除毛髮的皮膚上使用裝置；使用的裝置燈光強度太高，不適合您的膚色；在同一個地方閃光超過一次；在開放傷口、發炎、感染部位、刺青或曬傷部位上使用裝置。

### 使用後保養

使用後，您可以安心地在療程部位塗抹乳液、乳霜、體香劑、保溼產品或化妝品。如果療程結束後皮膚有刺痛感或紅腫現象，請等這些狀況消失後，再在皮膚上塗抹任何產品。如果塗抹產品後皮膚有刺痛感，請用清水沖洗掉。

注意：即使遵照所有指示皮膚仍可能出現不良反應。在此情況下，請停止使用裝置，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。

## 充電

第一次使用本裝置前及電池電量耗盡時，請將電池充滿電。電池充滿電的時間最長 1 小時 40 分鐘。使用時，裝置的充電指示燈如果亮橘燈，代表電力即將用盡，請為裝置充電。充滿電的電池在燈光強度 5 的情況下可以提供至少 130 次閃光。即使長時間不使用產品，仍建議您每 3 到 4 個月將裝置充滿電。

為裝置充電：

- 1 請關閉裝置電源。
- 2 將小插頭連接到裝置，再將電源轉換器連接到牆壁上的電源插座。
  - 充電指示燈閃白光，表示產品正在充電。
  - 當電池充滿電力後，充電指示燈會持續亮白光。

附註：電源轉換器和裝置在充電時有溫熱感。這是正常現象。

注意：本裝置具備電池過熱保護功能，若室溫高於 40° C，就會停止充電。



- 充電時請勿覆蓋產品和裝置。

- 3 充電完畢請將電源轉換器拔離牆上插座，並將小插頭從裝置上拔除。

注意：電池功能不足以進行全身療程。建議您在治療身體較大部位 (例如腿部和/或手臂) 時，將裝置連接到牆上插座使用。

提示：每次使用後即為裝置充電，以延長電池壽命。

## 清潔與收納



- 1 使用完畢請關閉裝置電源、拔除插頭，並讓裝置冷卻。

注意：使用過後，出光口和配件的溫度可能會變得相當高。

- 2 取下配件。

- 3 將裝置隨附的清潔布以少許清水沾濕，然後用來清潔下列零件：

- 裝置上的出光口
- 配件外部表面
- 配件內的反射器
- 比基尼線和精準配件中的透明濾光片
- 臉部配件內的紅色濾光片
- 膚色感應器出光口

- 4 請徹底風乾所有零件。

- 5 請將裝置存放在溫度介於 -25° 至 +70° C、濕度範圍介於 15-90% 的無灰塵處。

## 保固與支援

如需資訊或支援，請造訪：[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)，或參閱全球保固說明書。

## 回收



- 此符號表示本產品不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2012/19/EU)。



- 此符號表示本產品含有內建充電式電池，不得與一般家用廢棄物一併丟棄 (2006/66/EC)。請將產品攜至政府回收站或 Philips 服務中心，由專業人員取出充電式電池。
- 請按照您所在國家/地區的規定，分類與回收電子電器產品及充電式電池。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

飛利浦 Lumea 產品含回收材質，且不得放置於都市廢棄物流中。如需回收選項，請參閱飛利浦 Lumea 支援網站。請勿棄置在火中。

## 技術規格

### BRI959、BRI956、BRI954、BRI953、BRI950

額定電壓	100V-240V
額定頻率	50Hz-60Hz
額定輸入功率	70W
電擊防護	第 II 級
防護率	IP 30 (EN 60529)
操作環境	溫度：5° C 至 35° C 相對濕度：15% 至 90% (非凝結)
儲存環境溫度	-25° 至 +70° C
儲存條件濕度	低於 90% (無凝結)
治療部位上光輸出的最大差異	<30%
操作壓力	700hPa-1060hPa
脈衝列的時間	單脈衝
發射波長	565 至 1400 nm
鋰離子電池	2 x 3.6 伏特 1000 mAh
光學曝光	2.4-6.5 J/cm2
最大光能	4.8 - 23 J
光學均勻性	與療程部位的平均光學曝光最大差 +/- 30%
重複時間	1-3.5 s



脈衝期	<2.5 ms
閃光間隔	1-3.5s 之間，視電池/連接的電源使用而定
脈衝序列	單脈衝
光譜	560-1200 nm

## 疑難排解

問題	可能原因	解決方法
裝置/電源轉換器在使用時變得溫熱。	使用時，裝置和電源轉換器微微發熱 (但不是燙得無法碰觸) 是正常現象。	請在微涼的環境中使用裝置，且/或在繼續使用之前先讓它冷卻。
	風扇沒有運作。	請檢查配件是否已妥善連接。如有需要，請清潔配件上的接頭。若配件已妥善連接，並可使用裝置發出閃光，請與您所在 國家/地區的客戶服務中心、飛利浦經銷商或飛利浦服務中心聯絡。
	風扇的冷風被手或毛巾擋住。	請確定未擋住風扇的冷風。
我將裝置放在皮膚上時，未發出閃光。「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光。	該部位的膚色太過黝黑。	使用 Lumea 處理身體膚色較淺的其他部位。
「閃光準備就緒」指示燈閃爍橘光，5 個強度指示燈也全都閃爍。	裝置需要重新設定。	若要重新設定裝置，請將插頭從插座上拔除，並等待 30 分鐘讓裝置冷卻。裝置應可再次正常運作。若再次故障，請聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。
「閃光準備就緒」指示燈未亮起白光。	裝置並未完全觸碰到皮膚。	將裝置以 90 度角放置於皮膚上，使內建安全系統觸碰到皮膚。
使用裝置時發出異味。	出光口或膚色感應器太髒。	請仔細清潔出光口和膚色感應器。
	您尚未完全去除療程部位的毛髮。這些毛髮可能會燃燒，並產生異味。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
裝置未發出閃光，風扇未開啟電源，且 5 個強度指示燈都在閃爍。	配件未正確連接。	請確定已妥善連接配件。如有需要，請清潔配件上的電子接點。
進行療程時，皮膚感覺比平常敏感。使用裝置時感到不適。	您使用的燈光強度設定太高。	請檢查一下，確認是否選擇適當的燈光強度設定。必要時，請調低設定。
	您尚未去除療程部位的毛髮。	使用 Lumea 之前，請先除去皮膚表面的毛髮。
	出光口的紫外線濾光片損壞。	一旦紫外線濾光片破損，請勿繼續使用本裝置。請與您所在國家/地區的客戶服務中心、飛利浦經銷商或飛利浦服務中心聯絡。

問題	可能原因	解決方法
	您在不適用的部位使用本裝置。	請勿在下列部位使用本裝置：內陰唇、肛門、乳頭、乳暈、嘴唇、痣、雀斑、刺青、穿環。鼻孔及耳朵內側，以及眼睛和眉毛周圍。男性使用者請勿用於臉部或頸部，包括所有會長出鬍子的部位，以及整個生殖器部位。
配件中沒有濾光片。	這是正常現象。	無須採取任何動作：身體和腋下配件中沒有濾光片。只有臉部、精準和比基尼線配件中有專業濾光片。
療程結束後的皮膚反應比平常久。	您使用的燈光強度設定太高。	下次請選擇較低的燈光強度。請參閱「使用飛利浦 Lumea」單元中「選擇合適的燈光強度」一節。
我的眼睛覺得閃光太亮。我需要戴護目鏡嗎？	不需要，飛利浦 Lumea 不會傷眼。	裝置產生的散射光線對眼睛無害，使用裝置時請勿注視閃光。因此使用時不需要戴護目鏡。請在照明充足的房間中使用裝置，降低閃光對眼睛造成的眩光感。請確保與皮膚妥善接觸，以避免散射光線。
對於療程結果不滿意。	您使用的燈光強度設定太低。	下次請選用較高設定。
	您並未在之前治療過的部位周圍再照一次閃光。	請盡量緊鄰著之前的部位發射閃光，且照射時應該略微重疊。
	此裝置對您的體毛顏色沒有效果。	若您的毛髮顏色為淡金色、灰色、紅色或白色，此療程不會有明顯效果。
	使用裝置的頻率不足。	要成功移除所有毛髮，建議您遵循建議的治療時程。您可縮短治療間隔時間，但不應超過每兩週治療一次。
	您對 IPL 治療的反應可能較慢。	持續使用裝置至少 6 個月，因為這段期間內毛髮重新生長仍會減少。









© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)  
4222.100.6397.5